

## Abnahmetest beim Kunden / Acceptance test at the customer

### 1 Allgemeines und Hinweise / General and hints

Als **Server** wird die Station bezeichnet, auf der das Bildarchiv installiert ist und auf dem üblicherweise auch die Aufnahme der Bilder erfolgt. Als **Arbeitsstation** werden alle anderen Rechner im Netz bezeichnet, an denen das Personal mit dem System arbeitet.

A **server** is referred to as the station on which image archive is installed and which will normally be used for image acquisition. **Workstations** are determined to be all the other computers on the network, on which staff works within the system.

### 2 Test / Test

Der Server und eine Arbeitsstation, an der Test durchgeführt wird, sind neu zu starten!

Folgende Testschritte sind durchzuführen und abzuhaken:

Restart the server and workstation, on which the test is carried out!

Perform and check off the following test steps:

Testanweisung	erfolgreich durchgeführt
wenn GDT -Anbindung vorgenommen, dann über das jeweilige System per GDT -Datenübergabe die Patientendaten an digipaX übergeben bzw. sogar Aufforderung zum Anlegen eines neuen Auftrags → je nach dem, welche Einstellungen an den Systemen möglich waren → möglichst Testpatienten mit Umlauten verwenden	
einen beliebigen Auftrag an einer Arbeitsstation für einen beliebigen Patienten erstellen → Auftrag für ein Bild	
diesen Auftrag an der Bildaufnahmestation wieder abrufen, Patientennamen sowie Auftragsbeschreibung vergleichen → müssen mit den angelegten Daten übereinstimmen	
das Testbild ist aufzunehmen und an das Bildarchiv	

Test instruction	performed successfully
If the GDT connection is made, transfer through each system by GDT data transfer of patient data to digipaX or even requesting creation of a new job → depending on what settings in the systems were possible → use test patients with diacritical characters (if existing in user`s language)	
Create any job on the workstation for any patient → job for the image	
Reload this job on the image acquisition station, compare the patient name and the description of the job → must match the assumed data	
Download a test image and send to the image ar-	

zu übersenden → erfolgreiche Bildaufnahme und keine Fehler beim Speichern	
an einer Arbeitsstation ist dieser Patient wieder aufzurufen und das Bild ist abzurufen → das Bild muß ordnungsgemäß geladen und angezeigt werden	
wurde eine GDT-Rückantwort aktiviert, so ist zusätzlich zu prüfen, ob diese Rückantwort erstellt wurde und vom Empfänger erfolgreich verarbeitet wurde → z.B. Eintrag in die Karteikarte	

chive → successful image acquisition and no errors when saving	
On the workstation reload this patient and download the image → image must be downloaded and displayed correctly	
If the GDT response was activated, also check additionally whether the response was created and successful processed by the recipient → e.g. entry into index card	