

Patienten-CD erstellen: alle Bilder eines Patienten



Schritt 1

CD- oder DVD-Rohling in das Brennlaufwerk einlegen.




Schritt 2

Den Patienten laden.



Schritt 3

Auf den Start-Button und dann auf Patienten-CD klicken.




Schritt 4

Es öffnet sich der Patienten-CD-Dialog. Stellen Sie folgende Optionen ein:

oben: aktueller Patient

mitte:
Brennlaufwerk

Anschließend auf "Brennen" klicken.



Schritt 5

Wenn dieser Dialog erscheint, mit "Ok" bestätigen.

Die CD kann nun entnommen und beschriftet werden.